

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: MINI PROTESI ADDITIVA ESTERNA SECRETS

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI) - ITALY

CODICE ISO: 06.30.18.009

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 32164/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: MINI PROTESI ADDITIVA ESTERNA SECREATS

CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:

Mini protesi esterna mammaria parziale additiva in gel di silicone medicale atta a compensare zone del seno trattate chirurgicamente per esempio quadrantectomia oppure per aumentare il volume del seno nei casi di deficit.

Forma della protesi anatomica, ambidestra, disponibile in 3 taglie:1, 2, 3 e in due differenti colorazioni: trasparente oppure color nudo.

Il prodotto è **Latex Free**, privo di lattice

GARANZIA:

La mini protesi è garantita per 24 mesi da difetti di fabbricazione

MATERIALI:

Realizzata al 100% in gel di silicone medicale con parte esterna al 100% film esterno in poliuretano.

INDICAZIONI D'USO:

In uso per compensare zone del seno trattate chirurgicamente ad esempio per quadrantectomia oppure per compensare il volume nei deficit del seno.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CODICI E TAGLIE

TAGLIA	CODICE COLORE TRASPARENTE	CODICE COLORE NUDO
1	004220	004225
2	004201	004226
3	004203	004227

CURA E IGIENE DELLA MINI PROTESI:

- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretano provocando la fuori uscita del silicone medicale
- In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi
- Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detersivi aggressivi o alcool
- Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette
- Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi
- Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

