


Esigenze diverse, prodotti diversi ma tutti di efficacia terapeutica garantita.
La linea di calze terapeutiche FLOVEN, offre tre diversi tipi di prodotti in tre diversi filati: il cotone, il sintetico, la microfibra.



Misure anatomiche per l'identificazione della taglia



Punti di circonferenza	Taglie			
Misure in cm.	1	2	3	4
Circonferenza caviglia sopra il malleolo b	19-21	22-24	25-27	28-29
Circonferenza punto più ampio del polpaccio c	30-33	33-38	38-42	42-45
Circonferenza punto più ampio del polpaccio c plus	sino a 36	sino a 41	sino a 46	sino a 49
Circonferenza coscia 5 cm sotto l'inguine g	44-48	48-54	54-60	60-64
Circonferenza coscia 5 cm sotto l'inguine g plus	sino a 55	sino a 62	sino a 69	sino a 74
Lunghezza	corto		normale	
dalla base del tallone al punto D	sino a 39 cm		superiore a 39 cm	
dalla base del tallone al punto G	sino a 72 cm		superiore a 72 cm	

FLOVEN COTONE Poliammide, Cotone, Elastan

Il cotone con tutte le sue qualità di fibra naturale garantisce comfort, termoregolazione, ipoallergenicità, morbidezza. E' indicato per gambe delicate che presentano forme di allergia o insofferenza alle fibre sintetiche.


Per coloro che a causa di alterazioni anatomiche degli arti non possono scegliere tra le misure standard, FLOVEN propone una calza su misura disponibile in tre classi di compressioni I - II - III e nei seguenti segmenti:

KL I	KL II	KL III
Gambaletto	Gambaletto	Gambaletto
Calza	Calza	
Monocollant DX e SX	Monocollant DX e SX	Monocollant DX e SX




KL I art. 521
KL II art. 522

Modelli disponibili KL I KL II



Gambaletto

- normale - corto plus (solo KL II)
- punta aperta
- taglie 1 - 4




Calza alla coscia (solo KL I)

- normale
- punta aperta
- taglie 1 - 4



Calza alla coscia autoreggente (solo KL II)

- normale - corto plus
- punta aperta
- taglie 1 - 4



Monocollant DX e SX

- normale - corto
- punta aperta
- taglie 1 - 4


FLOVEN SINTETICO Poliammide, Elastan

E' la giusta risposta per chi cerca un prodotto tradizionale ma realizzato con un filato di ottima qualità e di nuova concezione che rende la calza fine, facilmente indossabile, dotata di buona efficacia terapeutica e di un buon rapporto qualità/prezzo.



KL I art. 501
KL II art. 502

Modelli disponibili KL I KL II



Gambaletto

- normale - corto
- punta aperta
- taglie 1 - 4



Calza alla coscia

- normale
- punta aperta
- taglie 1 - 4



Monocollant DX e SX

- normale - corto
- punta aperta
- taglie 1 - 4


FLOVEN MICROFIBRA Poliammide, Elastan

Quando la compressione si veste di morbidezza. Le calze FLOVEN in microfibra sono prodotti di eccezionale indossabilità e vestibilità, pur mantenendo intatte le proprietà di resistenza ed indeformabilità del tessuto e senza mai dimenticare l'efficacia compressiva.



KL I art. 511
KL II art. 512

Modelli disponibili KL I KL II



Gambaletto

- punta aperta e chiusa
- taglie 1 - 4



Calza alla coscia autoreggente

- solo punta chiusa
- taglie 1 - 4