



Raddrizzaspalle Gerzer

Realizzato in tessuto elasticizzato di alta qualità (la parte interna delle cinghie è ricoperta di tessuto felpato). Regolabile, non stringe, particolarmente indicato per bambini e ragazzi.

Indicazioni: spalle rigide o cadenti, cattive posture rachidee con algie conseguenti.

cod. 300620	misura 1	taglia 32
cod. 300621	misura 2	taglia 34-36
cod. 300622	misura 3	taglia 38-40
cod. 300623	misura 4	taglia 42-44
cod. 300624	misura 5	taglia 46-48
cod. 300625	misura 6	taglia 50-52



Raddrizzaspalle MedUp 500

Realizzato in tessuto elastico, parte interna ricoperta di un leggero tessuto felpato, regolabile, confortevole, pratico da indossare risulta particolarmente indicato per bambini e ragazzi.

Indicazioni: spalle rigide e/o cadenti, cattive posture rachidee con le algie conseguenti.

Larghezza spalle		
cod. 858701	Small	28-36 cm
cod. 858702	Medium	36-44 cm
cod. 858703	Large	44-52 cm
cod. 858704	XLarge	52-60 cm



Immobilizzatore clavicolare a "otto"

Indicato per patologie e traumi acromio-clavicolari, nonché per le correzioni posturali del cingolo scapolo-omerale.

Le imbottiture clavicolari in gommapiuma, rivestite di cotone, si agganciano posteriormente ed esercitano un'azione distraente e immobilizzante delle spalle.

L'allacciatura posteriore è munita di chiusure a velcro ed è realizzata in materiali no-stretch per ottenere la massima stabilità ed evitare fastidiose compressioni al cavo ascellare.

Lung. Larg.		
cod. 858290	Small	31 x 42 cm
cod. 858291	Medium	46 x 45 cm
cod. 858292	Large	57 x 45 cm