



Ortesi di stabilizzazione articolazione pollice Flexo-Med 100

Offre una immobilizzazione parziale del pollice grazie ai sistemi di ancoraggio sia nella parte palmare che dorsale. Consente libertà di movimento del polso e possibilità di esercitare la funzione di prese.

Indicazioni: Immobilizzazione del pollice nei traumi sportivi, stiramenti, distorsioni, quadri dolorosi da artrosi e flogosi delle articolazioni del primo raggio.

polso sinistro		polso destro		Circ. polso	
cod. 858782	cod. 858777	Small		15-16,5cm	
cod. 858783	cod. 858778	Medium		16,5-18cm	
cod. 858784	cod. 858779	Large		18-20cm	
cod. 858785	cod. 858780	XLarge		20-21,5cm	



Ortesi di immobilizzazione metacarpo-falangea

In materiale termoplastico finemente rivestito e imbottito, rende il prodotto confortevole da indossare e permette una facile funzione di pressione.

L'ortesi è resistente all'acqua e di facile utilizzo.

Indicazioni: immobilizzazione dell'articolazione base del pollice e dell'articolazione a sella dopo lesione del legamento ulnare, immobilizzazione parziale, rizoartrosi.

sinistro		destra		Larg. mano	
cod. 319009	cod. 319005	Small		fino a 8 cm	
cod. 319010	cod. 319006	Medium		da 8 a 9 cm	
cod. 319011	cod. 319007	Large		oltre 9 cm	