



Corsetto toraco-lombo-sacrale con spallacci Med Back 990

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spallacci complementare al trattamento antalgico.

Realizzato in tessuto foderato con inserti laterali in elastico, steccature anatomiche rigide posteriori e laterali, tutte ricoperte.

Chiusura con tiranti a velcro per una graduale regolazione del tensionamento. Il sistema di incrocio degli spallacci, grazie all'azione di regolazione bretellare, favorisce una graduale correzione del difetto ipercifotico e riduzione della sintomatologia algica per decompressione nervosa; relativo miglioramento della funzione respiratoria.

Indicazioni: cedimenti vertebrali per osteoporosi, artrosi dorso-lombare, ernia del disco, decorso post-operatorio e post-traumatico, dorso curvo.



Colore Beige

H ant. 23cm H post. 53cm	Gr. 65	Gr. 70	Gr. 75	Gr. 80	Gr. 85
giro vita cm	74-79	79-84	84-89	89-94	94-99

Colore Beige

H ant. 23cm H post. 53cm	Gr.90	Gr. 95	Gr. 100	Gr. 105	Gr. 110
giro vita cm	99-104	104-109	109-114	114-119	sup. 119



Corsetto lombare California Compressor

Corsetto lombare modulare, semplice da utilizzare grazie ad un facile sistema brevettato di regolazione del tensionamento.

Può essere indossato con facilità anche dai pazienti più anziani con deficit funzionali delle mani.

Assicura stabilità e sostegno a livello addominale e risulta particolarmente indicato per pazienti di bassa statura o con difficoltà respiratorie.

Parte posteriore in materiale termoplastico imbottito.

Indicazioni: lomboartriti, discopatie e affezioni croniche della colonna vertebrale, sostegno post-operatorio, prevenzione e sostegno nelle lombalgie e lombo-sciatalgie acute e croniche.

		XS	S	M	L
H 20cm	cod.	334214	334215	334216	334217
H 25cm	cod.	334222	334223	334224	334225
giro vita cm		63-76	76-89	89-101	101-114
		XL	XXL	XXXL	XXXXL
H 20cm	cod.	334218	334219	334220	334221
H 25cm	cod.	334226	334227	334228	334229
giro vita cm		114-127	127-139	139-152	sup. 152