

## Carrozine Kometa

### Modello K400 LGH "LEGGERA" a doppia crociera

Carrozina leggera  
a struttura in lega di metallo leggera  
(cromo-molibdeno e alluminio)



#### Specifiche tecniche:

- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida ed a posizionamento variabile
- Ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Struttura a doppia crociera
- Ruotine ascensore
- Braccioli a scrivania estraibili e ribaltabili mod. K12/400 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili e regolabili mod. K20/400
- Larghezza sedile cm 41 - 43 - 46 - 48 - 50
- Colore azzurro metallizzato

**A stock disponibile nell'esecuzione:** con braccioli K12  
pedane K20

Repertorio DM SSN : **176902/R**

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039	12.24.21.106
12.24.03.118	12.24.21.109
12.24.03.121	12.24.21.112
12.24.06.172	12.24.06.175
	(solo per sedile cm 46-48-50)

#### Optional:

- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13/400 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili ed elevabili in altezza mod. K21/400 mod. K21/400 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
62	30	41	23	51	89	107	40	41	15,40	110
64	30	43	23	51	89	107	40	41	15,60	110
69	30	46	23	51	89	107	40	41	15,80	110
71	30	48	23	51	89	107	40	41	16,00	125
73	30	50	23	51	89	107	40	41	16,30	125