

## Carrozze Kometa

### Modello K125 con schienale reclinabile a 30°



Carrozzina a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio) con schienale reclinabile a 30°

#### Specifiche tecniche:

- Con dispositivo di reclinazione dello schienale a 30°
- Prolunga schienale mod. K18 (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.06.157)
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K15 (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.06.172) o braccioli estraibili lunghi mod. K14
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.03.109)
- Larghezza sedile cm 41 - 43 - 46
- Colore "flame" blu/nero brillante

#### A stock disponibile nell'esecuzione:

Repertorio DM SSN : **6155/R-6159/R-6160/R** con braccioli K14-Pedane K21  
**6162/R-6163/R-6164/R** con braccioli K15-Pedane K21

Rif. Cod. ISO : 12.21.06.039 - 12.24.03.109 (pedana elevabile K21)  
12.24.06.157 (schienale prolungato)  
12.24.06.163 (schienale regolabile in inclinazione)  
12.24.06.172 (bracciolo ridotto K15)

#### Optional:

- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
62	33	41	23	50	122	120	43	75	24	100
64	33	43	23	50	122	120	43	75	25	100
67	33	46	23	50	122	120	43	75	25	100