



Deambulatore fisso

Pieghevole in duralluminio anodizzato
Regolabile in altezza da cm 84 a cm 101
Larghezza totale cm 56
Lunghezza totale cm 48
Peso kg 3,1
Portata massima kg 114

Cod. 854950

Repertorio DM SSN : **5080/R**
Rif.Cod.ISO 12.06.03.003



Deambulatore fisso smontabile "AVANTAGE"

Pieghevole con sistema a "leva"
smontabile in duralluminio anodizzato laccato blu-nero
Regolabile in altezza da cm 76,5 a cm 94
Larghezza totale cm 60,5
Profondità (lunghezza) totale cm 45,5
Portata massima kg 136

Cod. 854984 (confezione da 2 pezzi)

Repertorio DM SSN : **5082/R**
Rif.Cod.ISO 12.06.03.003

