

### Deambulatore rollator



In acciaio laccato blu con freno a leva,  
sedile, cestino e vassoio  
Pieghevole e regolabile in altezza da cm 78 a cm 96,5  
Larghezza totale cm 61  
Profondità totale cm 67,5  
Altezza sedile da terra cm 61  
Dimensioni sedile cm 42 x 16  
Ruote in PU 200 x 50, anteriori girevoli  
Dispositivo frenante a leva con possibilità  
di freno di stazionamento  
Portata massima kg 120  
Peso kg 12,3

#### **Cod. 857105**

Repertorio DM SSN : **5120/R**

Rif. Cod. ISO 12.06.09.009 12.06.09.130  
12.06.09.106 12.06.09.142

### Deambulatore rollator



In duralluminio anodizzato epossidico con freno a leva,  
sedile e cestino  
Pieghevole e regolabile in altezza da cm 84 a cm 95  
Larghezza totale cm 45,5  
Larghezza interna cm 45,4  
Lunghezza totale cm 68  
Altezza sedile da terra cm 55,8  
Ruote anteriori girevoli mm 152 (6")  
Portata massima kg 120  
Peso kg 6,7

#### **Cod. 854900**

Repertorio DM SSN : **5126/R**

Rif. Cod. ISO 12.06.09.009/12.06.09.142  
12.06.09.106/12.06.09.130