

## Prima ortesi tubolare elastica a compressione graduata **senza tallone**

**Compressione graduata**

**Zona a forte compressione**  
(da 30 a 40 mmHg)

**Zona a debole compressione**  
(da 15 a 20 mmHg)

**Confortevole**

Cotone (all'interno)	27%
Elastan	34%
Poliammide	39%
Latex free	

**Mancanza di tallone**

Possibilità di regolare il punto di massima compressione (linea colorata) in funzione della posizione dell'ulcera

**Regione più frequente di localizzazione dell'ulcera venosa**

E' possibile tagliare il tubolare per adattarlo alla propria misura

## Una innovazione nel trattamento compressivo dell'ulcera venosa dell'arto inferiore

### Vantaggi per il medico

- ▶ Compressione corretta, graduata e costante nel tempo ▶ **efficacia**
- ▶ Non-operatore dipendente ▶ **affidabilità**
- ▶ Mobilità della caviglia

### Vantaggi per l'operatore

- ▶ Facilità d'applicazione
- ▶ Nessun corso per l'apprendimento
- ▶ Rapidità di posizionamento
- ▶ Medicazioni locali invariate

### Vantaggi per il paziente

- ▶ Confortevole
- ▶ Qualità di vita migliorata
- ▶ Possibilità di igiene quotidiana

