

## Poltrone elevabili

### Poltrona mod. DREAM 2 (a 2 motori)



A due motori per la massima libertà di movimento:

- Elevazione
- Reclino
- Posizione "TV"
- Posizione "Relax" completamente reclinata



#### Specifiche tecniche:

- Inclinazione del supporto gambe, indipendente dall'inclinazione dello schienale
- Supporto testa/schiena laterale di contenimento
- Meccanismo di elevazione in acciaio ad alta resistenza
- Sistema integrato di batterie di sicurezza
- Struttura in legno massiccio, con parti di supporto motore in metallo verniciato
- Tessuto in dralon lavabile, completamente sfoderabile
- Altezza massima cm 100
- Larghezza massima cm 78
- Profondità seduta cm 47
- Larghezza seduta cm 50
- Altezza seduta da terra cm 48
- Larghezza esterna schienale cm 77
- Larghezza interna schienale cm 50
- Peso totale kg 52
- Motore da 25V- 50/60Hz - 260W funzionamento a basso voltaggio
- Portata massima kg 140



**Cod. 031051** riv. dralon blu

**Cod. 031052** riv. dralon vinato

**Cod. 031050** riv. skai nero

Repertorio DM SSN : -----

**Ulteriori colori disponibili su richiesta**

**"Prego richiedere al Ns collaboratore e visionare tirella colori"**