

Imbragatura standard - VILGO



- Composizione: imbragatura 100% polipropilene sistemi di fissaggio 100% poliestere
- Lunghezza massima (incluso bretelle di fissaggio) cm 180
- Larghezza massima cm 84
- Profondità cm 50
- profondità (incluso il supporto per le cosce) cm 110
- Portata massima kg 175

Cod. 003438

Repertorio DM SSN : **115280/R**

Rif.Cod.ISO 12.36.03.103

Imbragatura ad "U" con supporto per la testa ad amaca - VILGO



- Portata massima kg 175
- Unità di confezionamento pz.1

Cod. 003433 In poliestere

Repertorio DM SSN : **115343/R**

Cod. 003376 In kevlar (bordi imbottiti)

Repertorio DM SSN : **115349/R**

Rif.Cod.ISO 12.36.03.103

Imbragatura a barella per solleva ammalati



- In nylon rinforzato
- Dispositivo di aggancio in acciaio
- Portata massima kg 150
- Peso kg 4
- Dimensione cm 193,5 x 69
- Unità di confezionamento pz. 1

Cod. 855204 Imbragatura a barella completa di dispositivi di aggancio

Repertorio DM SSN : **6241/R**

Rif.Cod.ISO 12.36.03.103