

CALZA PRE-POST-OP 25 mmHg

Calze a compressione graduata, con foro d'ispezione, per la profilassi di trombosi venose ed embolie polmonari peri e post-operatorie, per pazienti costretti a letto e per la loro prima mobilizzazione. Utili in caso di postumi traumatici degli arti inferiori (fratture, distorsioni, contusioni) ed edemi ad essi correlati.

Modelli disponibili:



Calza autoreggente



Monocollant DX e SX

IMPIEGO IN CAMPO CHIRURGICO VASCOLARE

- Dopo scleroterapia
- Dopo interventi di legatura venosa
- Dopo stripping venoso
- Dopo prevenzione di edemi ed ematomi

CALZA ANTI-TROMBO 18 mmHg

Per la profilassi non invasiva della trombosi venosa profonda. Realizzata come ausilio nella profilassi dei pazienti ad alto rischio grazie alla compressione graduata decrescente e per pazienti immobilizzati in fase pre-intra-post-operatoria, per pazienti anziani allettati, immediatamente prima e dopo il parto.

Modelli disponibili:



Gambaletto




Calza autoreggente



Calza alla coscia



Monocollant DX e SX



TAGLIA	misure di circonferenza			COLORE
	AD (gambaletto)	AG/AG-C (calza e monocollant)		
	b	b	c	
1	non disponibile	17-19	40-45	1
2	20-22	20-22	48-60	2
3	23-25	23-25	56-70	3
4	26-28 (c<42)	26-28	64-80	4
5	26-28 (c=42-49)	26-28	80-90	5

Caratteristiche:

- Compressione graduata decrescente, senza cuciture
- Resistente a pomate
- Maglia "ventilata" per favorire una buona traspirazione
- Facile e semplice da indossare
- Morbida, non stringe, non scivola
- Lavabile a mano o in lavatrice a 40°
- Sterilizzabile
- Piede con foro ispezionabile per un controllo delle dita dei piedi e prevenzione di micosi.

Controindicazioni:

- Dermatiti, eritemi
- Disturbi vascolari di origine cardiaca
- Edemi polmonari
- Microangiopatia diabetica
- Infezioni
- Altre indicazioni del medico