

POLTRONA MAXI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND RÜSCH CARE srl – Via Torino, 5 – 20039 Varedo (MB)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 351554

DESCRIZIONE : POLTRONA ELEVABILE KOMETA MOD. MAXI

I 3 motori indipendenti (1 per la regolazione dello schienale, 1 per la regolazione del poggiatesta, 1 per la posizione Stand Up) consentono la multi regolazione per soddisfare ogni necessità della persona.

- Posizione “Relax”

Nessun limite alla scelta della posizione migliore

- Posizione “TV”

Dal comfort più ozioso, alla posizione più **attiva** e coinvolgente: **per essere attori del programma televisivo che si intende seguire**

- Posizione normale “Seduta”

Per ottimizzare un dialogo, uno scambio di opinioni con amici e famigliari

- Posizione “Stand up” (alzata)

Perché alzarsi tutte le volte che si desidera non sarà più assolutamente una fatica, per il piacere di un movimento attivo



La poltrona, realizzata su struttura portante in acciaio (**senza ruote**) è stata studiata per persone molto **robuste** e/o **obese** e garantire la massima tenuta del carico.

Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata.

Grazie ai 3 (tre) motori indipendenti, alla struttura realizzata per consentire una portata massima di **Kg 220**, la poltrona offre la soluzione di completa affidabilità a tutte le persone eccessivamente robuste, in tutta sicurezza e libertà di movimento.

Braccioli staccabili da ambo i lati

Per una maggiore facilità di seduta ed accesso al letto, tavolo, ecc.

Centralina esterna con batterie

Permettono di riportare la poltrona in posizione seduta in caso di mancanza di corrente

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza massima cm 92
- Larghezza massima cm 90
- Altezza schienale da terra cm 110
- Altezza schienale dalla seduta cm 77
- **Larghezza seduta (bracciolo-bracciolo) cm 65**
- Profondità seduta cm 59
- Altezza bracciolo da terra: cm 61
- Altezza bracciolo dalla seduta cm 16,5
- Lunghezza poggiatesta (dal bordo seduta) cm 48
- Lunghezza massima della poltrona con schienale reclinato e poggiatesta sollevato cm 184
- Altezza seduta da terra con poltrona in posizione “stand up”: posteriore cm46 - anteriore cm 39

MEDILAND RÜSCH Care s.r.l.

Via Torino, 5 – 20039 Varedo (MI) – Telefono: 0362.554944 r.a. – Telefax: 0362.554946

Sede legale: Via Sanvito Silvestro, 60 – 21100 Varese – Codice Fiscale e Partita IVA IT 02292840127

Uff. Reg. Imp. Di Varese n. 22059 – R.E.A. Varese n. 244354 – Capitale Sociale € 62.400 i.v.



- Inclinazione massima schienale 170°
- Peso poltrona: Kg 60 ca.
- **Portata massima: Kg 220**
- Area di installazione della poltrona: cm 184x90

N.B. I tessuti ed i tipi di rivestimento sono disponibili su “richiesta”.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

MEDILAND RÜSCH Care s.r.l.

Via Torino, 5 – 20039 Varedo (MI) – Telefono: 0362.554944 r.a. – Telefax: 0362.554946
Sede legale: Via Sanvito Silvestro, 60 – 21100 Varese – Codice Fiscale e Partita IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. Di Varese n. 22059 – R.E.A. Varese n. 244354 – Capitale Sociale € 62.400 i.v.