




Optional Sedile imbottito

Cod. 857144

Rif. Cod. ISO 12.06.09.106

Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Rivestimento Sky
- Dimensioni: cm 51x21x5
- Altezza da terra cm 61/67



Optional Tavolo imbottito con incavo con appoggi antibrachiali

Cod. 857145

Rif. Cod. ISO 12.06.09.136

Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Rivestimento Sky
- Dimensioni: cm 60x40x5
- Profondità incavo: cm 18
- Regolabile in altezza da cm 107 a cm 133



Optional Appoggi antibrachiali

Cod. 857146

Rif. Cod. ISO 12.06.09.124

Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Regolabili in altezza da cm 107 a cm 133