

## Poltrona Mod. Aurora 2 a due motori, infinite posizioni Estetica Comfort e Multi-funzionalità




La poltrona, grazie ai 2 motori indipendenti, offre infinite posizioni di comfort e soluzioni più confacenti alle necessità dell'individuo, in tutta sicurezza e libertà di movimento

### Massimo comfort ed adattabilità

Possibilità di reclinare e/o elevare indipendentemente, nella posizione desiderata, sia lo schienale che il poggiatesta.

- Posizione **"Relax"**  
(schienale completamente o parzialmente reclinato e poggiatesta completamente o parzialmente sollevato)
- Posizione **"TV"**  
(possibilità di scegliere la posizione più confortevole e poterla modificare in ogni momento, secondo desiderio o necessità)
- Posizione normale **"Seduta"**  
(possibilità di scegliere l'inclinazione del poggiatesta, indipendentemente dalla posizione dello schienale)
- Posizione **"Stand up"** (alzata)  
(la poltrona si alza completamente per consentire all'utente di alzarsi senza alcuna difficoltà **anche con lo schienale parzialmente o completamente reclinato**. In questo caso è consigliabile la presenza di un'altra persona, per ogni necessità o evenienza)



- Lo schienale avvolgente offre la massima comodità, grazie alla sua anatomicità
- I braccioli, arrotondati ed avvolgenti, offrono il massimo comfort
- L'ampia tasca laterale offre un valido contributo per riporre riviste, libri, telefono cellulare o altro in tutta sicurezza e sempre a portata di mano.
- Munita di 4 ruote (le 2 anteriori con dispositivo frenante) consente un facile spostamento della sola poltrona nell'ambiente domestico

### Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza massima cm 83
- Larghezza massima cm 84
- Altezza schienale da terra cm 110
- Altezza schienale dalla seduta cm 68
- Larghezza seduta (bracciolo-bracciolo) cm 61
- Profondità seduta cm 50
- Altezza bracciolo da terra: cm 63
- Altezza bracciolo dalla seduta cm 20
- Lunghezza appoggiatesta cm 40
- Lunghezza massima della poltrona con schienale reclinato e poggiatesta sollevato cm 170
- Altezza sedile da terra con poltrona in posizione **"stand up"** (alzata): posteriore cm 46 - anteriore cm 30
- Inclinazione massima schienale 150°
- Peso poltrona: Kg 55 ca.
- Portata massima: Kg 150
- Potenza assorbita: 220-230V - 50Hz
- Area di installazione della poltrona: cm 175 x 90

**Cod. 854692** riv. Skay marrone

**Cod. 854693** riv. Microfibra blu

**Cod. 854694** riv. Microfibra cacao

**Cod. 854695** riv. Microfibra mattone