

Cavigliera Bledsoe AXIOM ankle



Principali caratteristiche:

- Estremamente leggera e confortevole
- Disegnata anatomicamente
- Ideata con materiali sintetici altamente confortevoli

Studiata per protezione dalle distorsioni della caviglia. Previene l'inversione e l'eversione. Disegnata anatomicamente e con foam interni per evitare punti di pressione. Provvista di Quick-Release e regolazione a velcro per una facile e veloce applicazione.

Indicazioni:

- Ideale per il controllo dell'instabilità acuta e cronica della caviglia nelle distorsioni di 1° e 2° grado. Disegnata per prevenire l'inversione e l'eversione consentendo la dorso-flessione e la flessione-plantare

Identificazione misura	Taglia	Sinistra	Destra
< di 40 cm	S	AS020103	AS020203
40,5-44,5 cm	M	AS020105	AS020205
45 cm e oltre	L	AS020107	AS020207