

Cavigliera ambidestra **Bledsoe Wraptor Speed**



Questa cavigliera è stata realizzata dalla Bledsoe impiegando innovativi materiali per offrire il massimo sostegno con un altissimo livello di traspirazione, il suo design consente l'uso in tutte le calzature comunemente usate. Il sistema di stabilizzazione con un bendaggio a 8 assicura un'ottima stabilizzazione senza dover ricorrere al tradizionale taping.

Il particolare sistema di stringaggio consente di calzare la cavigliera con estrema velocità e facilità.

Indicazioni:

- ideale per il controllo dell'instabilità acuta e cronica limitando l'eccessiva inversione o eversione durante le attività sportive.

Articolo	Circonferenza	Misura	Taglia	Confezione
SA702001	25-28 cm	38-40 cm	XS	1 Pz
SA702003	28-30 cm	41-42 cm	S	1 Pz
SA702005	30-33 cm	42-44 cm	M	1 Pz
SA702007	33-36 cm	44-47 cm	L	1 Pz
SA702009	36-38 cm	> 47 cm	XL	1 Pz