


Kit **Kometa ME 500 con regolazione**

Cod. 855761

Repertorio DM SSN : **12163/R**

Rif.Cod.ISO 03.33.06.018



Kit composto dal compressore Kometa ME 500 con regolazione di pressione e dal materassino Komet Press "bubble", a bolle d'aria in polivinilcloruro atossico, con trattamento antibatterico

Compressore Kometa ME 500 con regolazione di pressione

- Tensione frequenza: 230V - 50Hz
- Potenza assorbita: < 10W
- Aria in uscita: 4-5 lt
- Ciclo: 5 minuti
- Pressione: 110mmHg
- Peso apparecchio: 1,5Kg
- Rumorosità: < 40 dB
- Cavo di alimentazione: 3 mt
- Dimensione: 11 x 22,5 x 10 cm

Cod. 855764

Repertorio DM SSN : **321161/R**



Materasso Komet Press "bubble" - colore azzurro

- Materiale: PVC (W/EN-71) termosaldato, atossico, con trattamento antibatterico
- Spessore: 0,28mm
- Dimensione: 200 x 86 x 6,35 cm gonfiato
- Numero celle: 130
- Peso: 2,5Kg
- Portata massima: 160Kg

Cod. 855357

Repertorio DM SSN : **321166/R**

