

## Ginocchiera Bledsoe AXIOM-D



### Principali caratteristiche:

- Consente un veloce ritorno alla attività sportiva in seguito ad un trauma in tutta sicurezza
- Controllo dinamico tibiale
- Ideale per sportivi con problemi LCA o LCP, ottimo nel post-op e per i pazienti che non possono essere sottoposti ad un intervento chirurgico

Struttura in lega di magnesio ideale per resistere agli impatti durante le attività sportive.

Provista di Quick-Release con ancoraggi mobili e regolazione a velcro per una facile e veloce applicazione, consentono un ottimo fissaggio e prevengono la dislocazione della ginocchiera, pads confortevoli, appoggi condilari anatomici e removibili.

Lunghezza:

- 16 pollici/40cm per il massimo controllo

Il controllo della traslazione del piatto tibia, che Axiom-D esercita, evita la terribile sensazione di instabilità e previene l'effetto cassetto aiutando il soggetto a riprendere confidenza con lo sport.

La sua azione dinamica, genera una spinta posteriore sulla tibia controllando la sublussazione e riducendo l'instabilità.



Nessuna forza  
in flessione



Incremento della forza  
in estensione

### Indicazioni:

- Supporto per pazienti con deficit ACL o PCL, che soffrono di instabilità, sintomi di cedimento (caduta), debolezza dei quadricipiti o carenza di forza (resistenza) del tendine del ginocchio, o per individui che intendono riprendere precocemente l'attività in seguito ad un infortunio o ad un intervento chirurgico.

Misurazione: 15cm sopra e 15cm sotto il centro della patella

Circonferenza femorale	Circonferenza polpaccio	Taglia	Sinistra	Destra
34-40 cm	31-35 cm	XS	MG118101	MG118201
40-47 cm	35-39 cm	S	MG118103	MG118203
47-54 cm	39-43 cm	M	MG118105	MG118205
54-61 cm	43-47 cm	L	MG118107	MG118207
61-68 cm	47-50 cm	XL	MG118109	MG118209