

## Ginocchiera Bledsoe AXIOM



### Principali caratteristiche:

- Stabilità e resistenza agli impatti durante l'attività sportiva
- Massima affidabilità e resistenza grazie all'impiego di inserti in acciaio e struttura in lega di magnesio
- Indicata per la riabilitazione e come prevenzione per chi pratica sport estremi

Struttura in lega di magnesio ideale per resistere agli impatti durante le attività sportive.

Gli inserti in acciaio assicurano una maggiore durata della ginocchiera.

Provista di Quick-Release con ancoraggi mobili e regolazione a velcro per una facile e veloce applicazione, consentono un ottimo fissaggio e prevengono la dislocazione della ginocchiera, pads confortevoli, appoggi condilari anatomici e removibili. Possibilità di regolazione di flessione-estensione.

Lunghezza:

- 16 pollici/40cm per il massimo controllo

### Indicazioni:

- Fornisce un supporto stabile in seguito a un danno o una ricostruzione dei legamenti LCA, LCP, LCM, LCL. Raccomandata per la prevenzione.

Misurazione: 15cm sopra e 15cm sotto il centro della patella

Circonferenza femorale	Circonferenza polpaccio	Taglia	Sinistra	Destra
34-40 cm	31-35 cm	XS	MG114101	MG114201
40-47 cm	35-39 cm	S	MG114103	MG114203
47-54 cm	39-43 cm	M	MG114105	MG114205
54-61 cm	43-47 cm	L	MG114107	MG114207
61-68 cm	47-50 cm	XL	MG114109	MG114209