

## Ginocchiera Bledsoe OA AIR



### Principali caratteristiche:

- Estremamente leggera e confortevole
- Applicazione del principio della Thruster ma con dimensioni più contenute
- Innovativo e unico sistema pneumatico, consente un incremento della correzione per una riduzione del dolore con massimo comfort
- Realizzata in lega di magnesio

Struttura in lega di magnesio ideale per resistere agli impatti durante le attività sportive e vita quotidiana. Provvista di Quick-Release con ancoraggi mobili e regolazione a velcro per una facile e veloce applicazione, consentono un ottimo fissaggio, prevenendo la dislocazione della ginocchiera, pads confortevoli, sistema pneumatico per l'incremento della correzione.

### Indicazioni:

- Osteoartrosi monocompartimentale mediale (varo)

Gonartrosi in ginocchio varo



Senza ginocchiera



Con ginocchiera **mediale**

Misurazione: 15cm sopra e 15cm sotto il centro della patella

Circonferenza femorale	Circonferenza polpaccio	Taglia	Sinistra	Destra
38-44 cm	30-35 cm	XS	LT009101	LT009201
44-50 cm	35-39 cm	S	LT009103	LT009203
50-57 cm	39-42 cm	M	LT009105	LT009205
57-63 cm	42-45 cm	L	LT009107	LT009207
63-69 cm	45-50 cm	XL	LT009109	LT009209