

Ginocchiera Bledsoe Z 12



Principali caratteristiche:

- Estremamente leggera, confortevole, molto resistente
- Ideale per donne, podisti, tennisti e giocatori di basket

Struttura in lega di magnesio molto leggero ma estremamente resistente. Provvista di Quick-Release con ancoraggi mobili e regolazione a velcro per una facile e veloce applicazione. Consente un ottimo fissaggio, previene la dislocazione della ginocchiera, pads molto confortevoli, appoggi condilari anatomici e removibili. Regolazione della flessione-estensione.

Lunghezza:

- 13 pollici/330 mm compatta ma molto stabile

Indicazioni:

- Fornisce un supporto stabile in seguito a un danno o una ricostruzione dei legamenti LCA, LCP, LCM, LCL

Misurazione: 15cm sopra e 15cm sotto il centro della patella

Circonferenza femorale	Circonferenza polpaccio	Taglia	Sinistra	Destra
34-40 cm	31-35 cm	XS	AZ114101	AZ114201
40-47 cm	35-39 cm	S	AZ114103	AZ114203
47-54 cm	39-43 cm	M	AZ114105	AZ114205
54-61 cm	43-47 cm	L	AZ114107	AZ114207
61-68 cm	47-50 cm	XL	AZ114109	AZ114209