

## Ginocchiera post-op ROM Easy Universale



Realizzata in alluminio con imbottiture in PU Foam mentre tutte le componenti plastiche sono in poliestere. I sistemi di fissaggio sono in velcro fissati sulle fasce in tnt con un sistema a pinza. Questo sistema consente una facile regolazione delle fasce di fissaggio. La lunghezza è regolabile da cm 50 a cm 70 con una semplice operazione. La regolazione del R.O.M. è in flessione da 0° a 120° e in estensione da 0° a 90° con passo ogni 15°

### Indicazioni:

- Riabilitazione post-op e immobilizzazione post-trauma

Codice	Descrizione	Confezione
859503	Ginocchiera post-op Easy Universale	1 pezzo