

## Gomitiera Med-Elbow Easy Universale



Realizzata in alluminio con imbottiture in PU Foam mentre tutte le componenti plastiche sono in poliestere. I sistemi di fissaggio sono in velcro fissati sulle fasce in tnt con un sistema a pinza. Questo sistema consente una facile regolazione delle fasce di fissaggio. La lunghezza è regolabile da cm 35 a cm 45 con una semplice operazione. La regolazione del R.O.M. è in flessione da 0° a 120° e in estensione da 0° a 90° con passo ogni 15°

### Indicazioni:

- Fratture di gomito, fratture distali di omero (stabili), fratture radio e ulna (stabili), artroscopia del gomito, post-op

Codice	Descrizione	Confezione
859501	Gomitiera Med-Elbow Easy Universale sinistra	1 pezzo
859502	Gomitiera Med-Elbow Easy Universale destra	1 pezzo