

## Carrozzina K 400 LGH "leggera" a doppia crociera



Repertorio DM SSN : **176902/R**

Rif. Cod. ISO 12.21.06.039 12.24.21.106  
 12.24.03.118 12.24.21.109  
 12.24.03.121 12.24.21.112  
 12.24.06.160 12.24.03.115  
 12.24.06.175\*

\* (solo per sedile cm46-48-50)

Carrozzina leggera, a struttura in lega di metallo leggera (cromo-molibdeno e alluminio)

- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida e posizionamento variabile
- Ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Struttura a doppia crociera
- Ruotine ascensore
- Braccioli estraibili, ribaltabili e regolabili in altezza K13/400
- Pedane estraibili e regolabili ad "angolazione ridotta 65°" con cinturino fermapiedi-fermatallone mod. K20AR/400
- Larghezza sedile cm 41-43-46-48-50
- Colore azzurro metallizzato

### Optional:

- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21/400 (Rif. Cod. Min. ISO 12.24.03.109)
- Pedane estraibili e regolabili ad "angolazione standard 75°" mod. K20/400



Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
62	30	41	23	51	89	107	40	41	15,80	110
64	30	43	23	51	89	107	40	41	16,00	110
69	30	46	23	51	89	107	40	41	16,20	110
71	30	48	23	51	89	107	40	41	16,40	125
73	30	50	23	51	89	107	40	41	16,70	125