

## Kit Kometa ME 600 con regolazione

**Cod. 855762**

Repertorio DM SSN : **12144/R**  
Rif.Cod.ISO 03.33.06.021



Kit composto dal compressore Kometa ME 500 con regolazione di pressione  
+ materasso Komet Press ME 600 a tubi intercambiabili in nylon/PVC atossico, con trattamento antibatterico  
+ rivestimento in nylon/PVC impermeabile, traspirante

### Compressore Kometa ME 500 con regolazione di pressione

- Tensione frequenza: 230V - 50Hz
- Potenza assorbita: <10W
- Aria in uscita: 4-5 lt
- Ciclo: 5 minuti
- Pressione: 110mmHg
- Peso apparecchio: 1,5Kg
- Rumorosità: <40 dB
- Cavo di alimentazione: 3mt
- Dimensione: 11 x 22,5 x 10cm

**Cod. 855764**

Repertorio DM SSN : **321161/R**



### Materasso Komet Press ME 600 a tubi intercambiabili - colore azzurro

- Materiale: Nylon/PCV, atossico, con trattamento antibatterico
- Dimensioni: 200x90x 11,5cm gonfiato
- Numero elementi: 18
- Peso: 4Kg
- Portata massima: 130Kg

**Cod. 855766**

Repertorio DM SSN : **321169/R**



Rivestimento in Nylon/PVC impermeabile traspirante

**Cod. 855768**

Elemento (tubo) intercambiabile

**Cod. 855767**