

Solleva ammalati **KOMETA 175**

Cod. 855225

Repertorio DM SSN : **310765/R**

Rif.Cod.ISO 12.36.03.006



Solleva ammalati elettrico, struttura in acciaio verniciato epossidico di colore bianco, completo di imbragatura con supporto per la testa (rinforzato), ad amaca (cod. 855203)

- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Completo di batterie sigillate da 12V e di carica batterie
- Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - Pulsante di arresto di emergenza
 - Sblocco (discesa) in caso di emergenza
 - Sblocco (discesa) meccanico
 - Avvisatore acustico di batterie da ricaricare (riserva da 2 a 6 cicli di utilizzo)

Caratteristiche tecniche:

- Altezza totale cm 182-192
- Base supporto verticale con regolazione massima +cm 10
- Braccio supporto sollevamento paziente (da terra) da cm 62 a cm 139 ca.
- Ingombro massimo in lunghezza cm 134
- Base regolabile in larghezza da cm 57 a cm 99
- Altezza massima della base cm 11
- Ruote anteriori e posteriori (con freno) diam. cm 10 (mm 100)
- Autonomia batterie: nr. 40 sollevamenti max
- Peso complessivo Kg 49 ca.
- Capacità massima di sollevamento Kg 175