



Blocco-sblocco freno



## Deambulatore ascellare Kometa Mod. ME-016F con dispositivo frenante manuale a leva

**Cod. 857142**

Repertorio DM SSN : **335414/R**

Rif. Cod. ISO 12.06.09.009

12.06.09.130

### Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio
- Regolabile in altezza da cm 110 a cm 157
- Larghezza massima cm 56
- Larghezza interna cm 46
- Profondità (lunghezza) massima cm 78
- Profondità interna cm 70
- Ingombro massimo chiuso cm 94H x 78P x 14L
- Ruote cm 10 (4"), posteriori con sistema frenante
- Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
- Portata massima kg 100

### Optional:

- Sedile imbottito **cod. 857144**
- Tavolino imbottito con incavo **cod. 857145**
- Appoggi antibrachiali **cod. 857146**



Blocco-sblocco freno



## Deambulatore Kometa Mod. ME-016AB+F con appoggi antibrachiali e dispositivo frenante manuale

**Cod. 857143**

Repertorio DM SSN : **335415/R**

Rif. Cod. ISO 12.06.09.009

12.06.09.130

12.06.09.124

### Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio
- **Munito di appoggi antibrachiali con dispositivo frenante manuale e sistema di blocco/sblocco freno**
- Regolabile in altezza da cm 110 a cm 133
- Larghezza massima cm 56
- Larghezza interna cm 46
- Profondità (lunghezza) massima cm 78
- Profondità interna cm 70
- Ingombro massimo chiuso cm 94H x 78P x 14L
- Ruote cm 10 (4"), posteriori con sistema frenante
- Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
- Portata massima kg 100

### Optional:

- Sedile imbottito **cod. 857144**