

Cuscino a bolle d'aria **Neo Med-1 "Latex Free"**

Repertorio DM SSN : **351556/R**

Rif.Cod.ISO 03.33.03.015



Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio, particolarmente indicato per soggetti ad elevato rischio di decubito, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti.

Realizzato in **gomma di neoprene (latex free)**, offre un maggior comfort e un migliore scarico a livello ischiatico ed al cavo popliteo, consentendo:

- Ottimo adattamento all'anatomia del paziente
- Riduce la frizione sulla superficie del cuscino
- Ottimizza la distribuzione del carico
- Riduce il rischio di formazione del decubito
- Favorisce l'afflusso di sangue alle cellule tessutali in modo ottimale
- Ottima ventilazione, grazie ai "funghi" di cui il cuscino è munito.

H cm6 (low profile) - H cm 10 (hight profile)

Munito di fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey, base antiscivolo, pompa di gonfiaggio, kit di riparazione

Low profile

Cod. 855584	cm38 x 38 - nr. celle 8 x 8
Cod. 855585	cm41 x 38 - nr. celle 9 x 8
Cod. 855586	cm43 x 43 - nr. celle 9 x 9
Cod. 855587	cm46 x 43 - nr. celle 10 x 9
Cod. 855589	cm49 x 46 - nr. celle 11 x 10

High profile

Cod. 855590	cm38 x 38 - nr. celle 8 x 8
Cod. 855591	cm41 x 38 - nr. celle 9 x 8
Cod. 855592	cm43 x 43 - nr. celle 9 x 9
Cod. 855593	cm46 x 43 - nr. celle 10 x 9
Cod. 855595	cm49 x 46 - nr. celle 11 x 10