

## Misuratore automatico a bracciale **RC7F**

Cod. 860601



- Dispositivo medico di classe 1, conforme alla direttiva CEE 93/42
- Tecnologia Fuzzy logic: personalizza automaticamente il gonfiaggio del bracciale
- Completamente automatico: tasto "on" (acceso) / "off" (spento) e tasto "memoria"
- Funzione di orologio e datario
- Calcolo automatico della media di tutte le misurazioni effettuate
- **Funzione risonanza acustica battito cardiaco**
- **Funzione battito aritmico**
- Ampia capacità di memoria (sino a 30 misurazioni)
- Misurazione più veloce: **tempo di gonfiaggio e consumi ridotti del 40%**
- Intervallo pressione - range SYS/DIA: 30 - 280mmHg
- Indicatore batteria scarica
- Ampio display di lettura: valori ben visibili
- Temperatura d'esercizio: da 10° a 40°
- **Munito di bracciale rigido** per una maggiore facilità di posizionamento al braccio
- Grafica chiara e leggibile per una facile consultazione
- **Strumento testato clinicamente secondo protocollo BHS (British Hypertension Society), con grado massimo A:A**
- Trasformatore (optional) Cod.860854
- Funzione stampante (optional)
- Bracciale large (cm32-42) per obesi (optional) Cod.860852