


Ausili vita quotidiana

Sponde telescopiche per letto mod. universale

Cod. 857123



Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Struttura in acciaio cromato, diametro 7/8" (cm 2,22) per letto **singolo o matrimoniale**, regolabile telescopicamente
- Semplice da installare
- Lunghezza da cm 114 a cm 192
- Larghezza da cm 91 a cm 202
- Altezza cm 62
- Portata massima Kg 100

Ausili bagno

Rialzo per WC con braccioli amovibili regolabili in larghezza

Cod. 857119 H. cm 11,5



Caratteristiche tecniche e dimensioni:

- Anatomico, facile da fissare, in PVC ad alta resistenza
- Braccioli con imbottitura, amovibili e regolabili in larghezza da cm 49 (interno)-55,5 (esterno) a cm 56 (interno)-62,5 (esterno)
- Profondità massima cm 42
- Altezza bracciolo cm 17
- Portata massima Kg 114