

POLTRONA SPRING – 2 MOTORI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1315634/R
CODICE Nr: cod. 041114 microfibra blu
Cod. 041115 semilpelle (skay) tortora
Cod. 041113 microfibra bordeaux,

- Poltrona elevabile a 2 motori.
- Schienale anatomico a 3 sezioni, più avvolgente grazie anche alle alette di contenzione del capo, removibili.
- Doppia imbottitura schienale e seduta;
- **Inserto in gel ricoperto da uno strato di memory foam di 2 cm inserito all'interno della seduta, per garantire un miglior confort di seduta.**
- Braccioli completamente removibili per agevolare lo spostamento dell'utilizzatore.
- Dotata di 4 ruote da 3" (cm 7,62) per una maggiore stabilità, di cui le 2 posteriori piroettanti e frenanti
- Maniglia di spinta posizionata sul retro dello schienale, utile per l'accompagnatore.
- Prodotto ignifugo (SGS Report #AJD201000812)
- Dotata di alzata della base della seduta di cm 18 per agevolare lo spostamento dalla carrozzina e/o letto alla poltrona.



Dati tecnici

- Altezza totale: 112cm
- Larghezza totale: 73 cm
- Profondità totale: 90cm
- Profondità massima(reclinata): 172 cm
- Altezza schienale dalla seduta: 73cm
- Larghezza seduta: 53cm
- Profondità seduta: 50cm
- Altezza seduta da terra: da cm 54 a cm 72
- Portata massima: 150kg
- Peso della poltrona: 60kg c.a.
- Potenza assorbita: 220-240V – 50Hz – 96VA

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

UNITA' DI CONFEZIONAMENTO : PZ. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

