

SOLLEVATORE ELETTRICO LIFTY 4

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: VILGO – Route de Sainte-Alvére – Creysse - 24102 Bergerac
Cedex – FRANCE
CODICE ISO: 12.36.03.006
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 26988/R.

CODICE NR.: 003348
MATERIALE: ACCIAIO SATINATO.

ALIMENTAZIONE PER IL SOLLEVAMENTO: BATTERIE RICARICABILI

CODICE: 003348

DESCRIZIONE: Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard (Cod. 003438)

In acciaio laccato epossidico. Supporto imbragatura girevole a 360°

Completo di batterie sigillate da 12V e di caricabatterie

Dotato di tre sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico.

Specifiche tecniche:

- Altezza totale cm 201
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente cm 171
- Altezza minima del braccio da terra cm 66
- Lunghezza della base cm 136
- Altezza della base da terra cm 9
- Base interna regolabile da cm 52 a cm 90 (interno), da cm 6 a cm 104 (esterno)
- 4 ruote anteriori gemellari anteriori e 2 ruote posteriori con disp. frenante
- Dimensioni piegato cm 134L x 65P x 40H
- Peso complessivo kg 44
- Avvisatore acustico di batterie scariche
- Imbragatura codice 003348 – Portata massima kg 200

Portata massima Kg 200

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

