

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

# STETOSCOPIO

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)

**CODICE PRODOTTO:** 009930 NERO  
009932 BLU  
009933 ROSSO  
009934 VERDE

**DESCRIZIONE:** STETOSCOPIO PER ADULTI A TESTINA PIATTA

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  
Nr: 6249/6251/6259/6261/R**

### CARATTERISTICHE:

Stetoscopio per adulti  
Testina piatta diametro mm 45  
Membrana in PVC con anello in gomma  
Archetto in metallo cromato  
Tubo forcella in PVC  
Olive auricolari in morbida gomma



**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

