

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

PROTEZIONE PER GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: PROTEZIONE PER GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

CODICE ISO: 04.33.06.039 (Ex 03.33.09.12)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 2443253/R**

CODICE Nr: 851551

DESCRIZIONE

Gomitiera con fascette realizzata con tessuto 100% cotone 124 gr/mq, colore azzurro, peso 140 gr.

Imbottita con fibra cava siliconata 15 den filo 64 mm.



Foto a solo scopo illustrativo

Lavaggio/Sanificazione

Max 40° con utilizzo di saponi neutri, centrifuga ridot

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. Il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

