

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

APPARECCHIO A PISTONE PER AEROSOLTERAPIA NEB-1

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: VEGA TECHNOLOGIES INC, 11F-13, 100 Chang-chun road, Taipei, Taiwan
RAPPRESENTANTE EUROPEO: Biolife Ltd – 203, Mesogion Av. P.C. 115 25 Athens, Greece
DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 –
20044 ARESE (MI)
CODICE PRODOTTO: 853800 – NEB-1
NR. REPERTORIO DM SSN: 1271619/R

FACILE DA USARE
FACILE DA PULIRE
FACILE DA TRASPORTARE
SILENZIOSO
ADATTO A TUTTE LE ETA'



Alimentazione	230 V/50 Hz
Corrente assorbita	180 VA
Capacità nebulizzatore	6 ml
Dimensione particelle	0.5 a 10 µm
MMAD	4.0 µm
Media volume nebulizzato	≥ 0.2 ml/min.
Livello sonoro	≤ 60 dBA
Pressione del compressore	≥ 29 Psi (2.0 bar)
Pressione d'esercizio	8 a 17 Psi (0.5 bar / 1.1 bar)
Flusso d'aria	6~8 lpm
Condizioni di esercizio:	10°C ÷ 40°C
- Temperatura	(50°F–104°F)
- Umidità	10 ÷ 95% RH
Condizioni di conservazione:	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
- Temperatura	
Dimensioni	105 x 145 x 105 mm
Peso	1.4 Kg

UNITA' DI CONFEZIONAMENTO : PZ. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618