

BASTONE IN DURALLUMINIO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 ARESE (MI)

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 26130**

CODICE NR.: 855102, 855101, 855112, 855113.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Bastoni in duralluminio anodizzato regolabile da cm 79 a cm 99.



- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Colore nero imp. Uomo | Cod. 855102 |
| 2. Colore marrone imp. Uomo | Cod. 855101 |
| 3. Colore marrone imp. Donna | Cod. 855112 |
| 4. Colore nero imp. Donna | Cod. 855113 |

PORTATA MASSIMA: Kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

APPLICAZIONE: ausili per la deambulazione per anziani, disabili e persone con problematiche motorie in genere.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

