

BASTONE IN DURALLUMINIO IMPUGNATURA ANATOMICA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 26136/R

CODICE NR.: 855105, 855106, 855107, 855108.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Bastone in duralluminio anodizzato regolabile da cm 79 a cm 99. Disponibile in due colori con impugnatura destra o sinistra.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Colore nero impugnatura destra | Cod. 855105 |
| 2. Colore nero impugnatura sinistra | Cod. 855106 |
| 3. Colore marrone impugnatura destra | Cod. 855107 |
| 4. Colore marrone impugnatura sinistra | Cod. 855108 |

PORTATA MASSIMA: Kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

APPLICAZIONE: ausili per la deambulazione per anziani, disabili e persone con problematiche motorie in genere.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

