

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

BASTONE PIEGHEVOLE FLOREALE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 ARESE (MI)

CODICE NR.: 855181

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 998086/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E

DIMENSIONI: Bastoni in duralluminio anodizzato regolabile in altezza da cm 84 a cm 94. Modello per donna, fantasia floreale



PORTATA MASSIMA: Kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

APPLICAZIONE: ausili per la deambulazione per anziani, disabili e persone con problematiche motorie in genere.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

