

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDILE PER DOCCIA SENZA SCHIENALE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)
DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA SENZA SCHIENALE

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4869/R

CODICE Nr: 855990



CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anticorrosione
Sedile confortevole con fori per ridurre lo scivolamento, in PVC atossico
Braccioli estraibili
Regolabile in altezza da cm 41 a cm 55
Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)
Profondità sedile cm 34
Larghezza totale cm 50
Profondità totale cm 46
Altezza complessiva da cm 56 a cm 70
Portata massima kg 100
Peso kg 2,7

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

