

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDIA DA DOCCIA PIEGHEVOLE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA PER DOCCIA PIEGHEVOLE MANOVRABILE

DALL'ACCOMPAGNATORE

RIF. Cod. ISO: 12.21.03.003

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
925447/R**

CODICE Nr: 856035

Struttura telaio in acciaio di alta qualità, laccato epossidico anticorrosione, di colore bianco.

Sedile, con apertura anatomica, e schienale ergonomici in plastica ABS di alta qualità.

Altezza bracciolo dal sedile cm 20

Larghezza totale cm 54

Profondità sedile cm 40

Larghezza sedile cm 41

Altezza seduta da terra cm 49

Altezza schienale cm 43

Diametro ruote mm 100 (posteriori con freno)

Portata massima kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

