

SCHEDA TECNICA - 856135

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.12.03.003 + 09.12.24.106
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2293947
CND	Y091203

DESCRIZIONE GENERALE

SEDIA DA COMODO WHITELINE - VERSIONE BARIATRICA

L'ausilio è stato progettato per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia ai pazienti in posizione seduta.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Prodotto in duralluminio rinforzato, verniciato epossidico, antiruggine e anticorrosione. • Ruote mm127 con freno • Braccioli ribaltabili • Schienale in PU, estraibile • Sedile PU con apertura anatomica per wc • Appoggia piedi in PA + GF (nylon - poliammide rinforzato di resinapoliestere-vetro), regolabili in altezza, estraibili. • Regolazione base sedile in altezza di cm 5 • Munita di dispositivo WC • Testata da SGS (test ignifugità) #GP081202402-2.1 e GP090100089

DIMENSIONI

Larghezza seduta cm 56
 Profondità seduta cm 43,5
 Larghezza totale cm 66
 Lunghezza totale cm 89
 Altezza totale da cm 101,5 a cm 106,5
 Regolazione seduta in altezza da cm 52 a cm 57
 Portata massima kg 226

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856135
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 PZ
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

