

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE RC4M

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: HANGZHOU SEJOY ELECTRONIC & INSTRUMENTS CO., LTD, Building 2, no 202, Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone – 310030 Hangzhou – CHINA

RAPPRESENTANTE EUROPEO: Shanghai International Trading Corp. GmbH, Eiffestrasse 80 – 20537 Hamburg - GERMANY

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SFIGMOMANOMETRO DIGITALE RC4M

CODICE Nr: 860618

REPERTORIO DM SSN: 617068/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Display: a cristalli liquidi. Misura 84 x 55 mm

Metodo di misurazione: Oscillometrico

Campo di misurazione: Pressione da 0 mmHg a 300 mmH

Pulsazioni da 30 a 180 per minuto

Precisione: Pressione ± 3 mmHg

Pulsazioni: $\pm 5\%$

Pressurizzazione: Automatica

Memoria: Memorizzazione di 60 dati divisi in due gruppi con data e ora

Media ultime tre misurazioni

Spegnimento automatico

Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore medicale di rete

Durata batterie: 2 mesi circa per 3 misurazioni al giorno

Dimensione 110 x 155 x 70 mm

Circonferenza bracciale: da 22 cm a 30 cm

Peso: 405 g (batterie escluse)



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

CE 0197