

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## CARROZZINA KOMETA modello K105E/2-K12-K20

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20044 ARESE (MI)**

**DESCRIZIONE: CARROZZINA KOMETA MOD. K105E/2 K12 - K20 con ruote ad estrazione rapida e doppia crociera**

**CODICE ISO: 12.22.03.003**

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

**Nr: 2189655/R – 2189656/R – 2189657/R– 2189658/R**

**CND: Y122106**

**CODICE PRODOTTO: 854660 - 854661 - 854662 - 854663**

**MATERIALE:** Carrozzina a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), a doppia crociera, ruote con perno ad estrazione rapida, pieghevole.



### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Struttura a doppia crociera
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20, separate e ribaltabili
- Appoggia gambe regolabili singolarmente in altezza, ribaltabili, estraibili
- Fascia appoggia gambe imbottita
- Freni di stazionamento
- Piatto appoggia piedi in alluminio
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida
- Ruotine ascensore di serie
- Larghezza sedile cm41-43-46-48
- Colore “flame” blu/nero brillante
- Tela sedile e tela schienale in materiale ignifugo (FIRE RETARDANT).
- Ruote anteriori PU Soft 200 x 50
- Ruote posteriori PU Soft 24” x 1-3/8”

### OPTIONAL:

- Braccioli estraibili lunghi K11
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13

**mediland srl**  
 sede amministrativa:  
 viale delle industrie, 5  
 20044 Arese  
 Milano – Italy

sede legale:  
 via dei carantani, 1  
 21100 Varese



**mediland.it** info@mediland.it  
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21, con appoggia polpacci imbottiti
- Ruotine antiribaltamento
- Tavolino in legno con invavo, ribaltabile

Larghezza massima	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Kg
59	26	41	23	50	93	110	40	43	18	120
61	26	43	23	50	93	110	40	43	19	120
64	26	46	23	50	93	110	40	43	19	120
68	26	48	23	50	93	110	40	43	19	120

**CONFORMITA':** La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

**Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

