

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA POST-OPERATORIA FEATHERWEIGHT

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO: 06.30.18.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
32160/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: Protesi mammaria esterna provvisoria post-operatoria Featherweight

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Protesi mammaria esterna provvisoria post-operatoria in uso in attesa della protesi definitiva.



Assicura il massimo comfort anche in soggetti con cute sensibile, realizzata con materiali leggeri e confortevoli, anallergici, forma anatomica simmetrica ambidestra, concava nella zona pettorale per un miglior adattamento.

In dotazione una foderina esterna di protezione in cotone.

La protesi è **Latex free**, non contiene lattice.

GARANZIA:

La protesi provvisoria è garantita 6 mesi da difetti di fabbricazione.

INDICAZIONI D'USO:

Nell'immediato post-operatorio dopo mastectomia semplice o totale modificata

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% morbida schiuma 100% poliestere, foderina esterna 100% in cotone, priva di cuciture

TAGLIE DISPONIBILI:

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
003480	1	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003481	2	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003482	3	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003483	4	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003484	5	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003485	6	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003486	7	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003487	8	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003488	9	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003489	10	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003490	11	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003491	12	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003492	13	ambidestra	anatomica	Tutti i profili
003493	14	ambidestra	anatomica	Tutti i profili

La protesi provvisoria va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna.

CURA E IGIENE DELLA PROTESI PROVVISORIA:

- Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro
- Non utilizzare detergenti aggressivi o alcool
- Non strizzare e non asciugare la protesi a diretto contatto da fonti di calore

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

