

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## FLOVEN CALZE TERAPEUTICHE COTONE

- **Classe di compressione KKL I**  
**Valore compressione: 18-21 mmHg**
- **Classe di compressione KKL II**  
**Valore compressione: 23-32mmHg**

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) – Italy

**DISTRIBUTORE PER ITALIA:** Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**CODICE CND:** M030405 – Calze e gambali compressivi

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):**

- **Classe di compressione KKL I: 174096/R**
- **Classe di compressione KKL II: 1442781/R**

**CODICE ISO:**

Gambaletto: 04.06.06.024  
Calza alla coscia: 04.06.06.027  
Monocollant: 04.06.03.030

**DESCRIZIONE:**

Calze terapeutica a compressione graduata KKL I oppure KKL II con elevata percentuale di cotone a contatto con la cute.

Questa linea di calze terapeutiche è l'ideale per coniugare l'efficacia del trattamento con la compressione graduata differenziata e eleganza.

Facili da indossare, resistenti nel tempo, non perdono in gradiente compressivo anche dopo ripetuti lavaggi, sono disponibili in varianti: Gambaletto e Gambaletto Plus, Calza alla coscia autoreggente, Monocollant.

Versione corta oppure lunga, taglie dalla I alla IV, punta aperta, colore beige.



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

### CODICI PRODOTTI:

Floven Calza terapeutica Cotone KKL I 18-21mmHg / Taglie I, II, III, IV					
Articolo	Codice	Descrizione	Lunghezza	Punta	Colore
521-AD	050663/66	Gambaletto AD	corto	aperta	beige
521-AD	050031/34	Gambaletto AD	lungo	aperta	beige
521-AD	050100/03	Gambaletto AD PLUS	corto	aperta	beige
521-AD	050104/07	Gambaletto AD PLUS	lungo	aperta	beige
521-AG	050090/93	Calza alla coscia AG autoreggente	corta	aperta	beige
521-AG	050036/39	Calza alla coscia AG autoreggente	lunga	aperta	beige
521-AGC	050671/74	Monocollant AGC destro corto	corto dx	aperta	beige
521-AGC	050041/44	Monocollant AGC destro lungo	lungo dx	aperta	beige
521-AGC	050675/78	Monocollant AGC sinistro corto	corto sx	aperta	Beige
521-AGC	050066/69	Monocollant AGC sinistro lungo	lungo sx	aperta	beige

Floven Calza terapeutica Cotone KKL II 23-32mmHg / Taglie I, II, III, IV					
Articolo	Codice	Descrizione	Lunghezza	Punta	Colore
522-AD	051186/89	Gambaletto AD	corto	aperta	beige
522-AD	051181/84	Gambaletto AD	lungo	aperta	beige
522-AD-PLUS	051196/99	Gambaletto AD PLUS	corto	aperta	beige
522-AD- PLUS	051191/94	Gambaletto AD PLUS	lungo	aperta	beige
522-AG	051206/09	Calza alla coscia AG autoreggente	corta	aperta	beige
522-AG	051201/04	Calza alla coscia AG autoreggente	lunga	aperta	beige
522-AGC	051226/29	Monocollant AGC destro corto	corto dx	aperta	beige
522-AGC	051221/24	Monocollant AGC destro lungo	lungo dx	aperta	beige
522-AGC	051236/39	Monocollant AGC sinistro corto	corto sx	aperta	beige
522-AGC	051231/34	Monocollant AGC sinistro lungo	lungo sx	aperta	beige

### INDICAZIONI:

#### CLASSE DI COMPRESSIONE: KKL I 18-21 mmHg:

Trattamento delle varici di lieve entità, edemi modesti, teleangectasie, varici prima e dopo la gravidanza, edemi funzionali, uso post-gesso e post-trauma, disturbi funzionali dovuto a pesantezza e senso di affaticamento delle gambe, profilassi e prevenzione della trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, nella donna in gravidanza per la comparsa di varici prima e dopo il parto.



**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### **INDICAZIONI:**

##### **CLASSE DI COMPRESSIONE: KKL II 23-32 mmHg:**

Insufficienza venosa cronica, edemi, insufficienza valvolare delle vene profonde, flebiti superficiali, varicosità diffuse, ulcere venose, linfedemi modesti, nell'immediato post operatorio, dopo trattamento sclerosante e intervento chirurgico per stripping, varici di moderata entità prima o dopo la gravidanza, profilassi della trombosi venosa profonda ed embolia polmonare.

##### **CONTRINDICAZIONI PER TUTTE LE CLASSI DI COMPRESSIONE GRADUTA:**


Infezioni, eczema, ulcere cutanee, insufficienza cardiaca non compensata, neuropatie gravi, gravi edemi alle gambe, gangrena preesistente, edema polmonare, ipodermite, gravi disturbi alla circolazione arteriosa.

#### **COMPOSIZIONE DEL FILATO:**

- **Versione KKL I 18-21mmHg:** 21% cotone – 53% poliammide – 26% elastomero
- **Versione KKL II 23-32mmHg:** 22% cotone – 49% poliammide – 29% elastomero

I filati sono certificati **OEKO TEXT** per garantire la massima sicurezza del prodotto. Non si escludono però reazioni avverse allergiche al prodotto in soggetti con cute particolarmente sensibile o con un alto grado di fattori scatenanti l'allergia.

#### **MISURA TAGLIA:**



Colore beige.

Lunghezza: corta oppure lunga

Punta aperta

Colori: beige

**B** Circonferenza al punto più stretto della caviglia

**C** Circonferenza al punto più largo del polpaccio

**G** Circonferenza a 4/5 cm dalla piega inguinale

**AG** Lunghezza da terra a 5 cm dalla piega inguinale

**AD** Lunghezza da terra a 4 cm sotto il cavo popliteo



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### TAGLIE STANDARD

Taglia	I	II	III	IV	V
G cm	46-50	52-57	58-63	64-70	71-77
C cm	31-34	36-39	40-44	45-49	50-59
B cm	20-22	23-25	26-28	29-31	32-35

- **VERSIONE GAMBALETTO AD PLUS: C = +15% MISURA CIRCONFERENZA AL POLPACCIO PER CORPORATURE ROBUSTE**

#### VARIANTE LUNGHEZZA

	CORTA	LUNGA
AG	Fino a 39	Superiore a 39
AD	Fino a 72	Superiore a 72

CONFEZIONE: Singola

#### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro  
Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

**CONFORMITÀ DEL PRODOTTO:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'Allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

