

## FASCE ELASTICHE LATEX FREE THERA-BAND

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748224/R**

### DESCRIZIONE

Fasce elastiche prive di lattice e polvere utilizzate per esercizi di riabilitazione e riduzione di muscoli ed articolazioni. Hanno le medesime prestazioni delle fasce in lattice naturale, cinque livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti.

La progressione del colore Thera-Band è ora ancora più facile da spiegare ai pazienti e più semplice da ricordare.



### INDICAZIONI

Indicate per pazienti intolleranti al lattice e per le strutture con protocolli latex free. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare.

Approvati dall'APTA, associazione americana di terapia fisica.

### COMPOSIZIONE

Realizzate in TPE (Thermo Plastic Elastomer), un polimero sintetico.

**Non contengono lattice**



### Box da 22 mt

305131 Latex-Free Thera-Band Giallo / Leggero

305132 Latex-Free Thera-Band Rosso / Medio

305133 Latex-Free Thera-Band Verde / Forte

305134 Latex-Free Thera-Band Blue / Extra Forte

305135 Latex-Free Thera-Band Nero / Special Forte

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

BEGINNER ↓ ADVANCED

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

