

FASCE ELASTICHE THERA-BAND

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 141006/R

DESCRIZIONE

Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di muscoli ed articolazioni. Otto livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti. I prodotti Thera-Band sono stati recentemente ricalibrati in modo tale che ogni step progressivo rappresenti un consistente aumento in forza del 25%, nel range clinico dal Beige al Nero, e del 40% nella gamma avanzata Argento e Oro. La progressione del colore Thera-Band è ora ancora più facile da spiegare ai pazienti e più semplice da ricordare.



INDICAZIONI

Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare. Approvati dall'APTA, associazione americana di terapia fisica.

Disponibili in molteplici configurazioni: fasce pretagliate e rotoli, di lunghezza variabile ma larghezza fissa, 13 cm.

COMPOSIZIONE

Gomma naturale

AVVERTENZE

Il prodotto contiene lattice

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

↑ BEGINNER ↓ ADVANCED

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Professional Resistance Bands - Rotoli economici che permettono di essere pre-tagliati secondo le esigenze.



Box da 45 mt

305010 Thera-Band Beige / Extra Leggero
305011 Thera-Band Giallo / Leggero
305012 Thera-Band Rosso / Medio
305013 Thera-Band Verde / Forte
305014 Thera-Band Blue / Extra Forte
305015 Thera-Band Nero / Special Forte
305016 Thera-Band Argento / Super Forte
305017 Thera-Band Oro / Max

Box da 5,5 mt

305000 Thera-Band Beige / Extra Leggero
305001 Thera-Band Giallo / Leggero
305002 Thera-Band Rosso / Medio
305003 Thera-Band Verde / Forte
305004 Thera-Band Blue / Extra Forte
305005 Thera-Band Nero / Special Forte
305006 Thera-Band Argento / Super Forte
305007 Thera-Band Oro / Max

Fascia elastica confezionata in astuccio - Una singola fascia da 2.5 mt in un comodo e pratico astuccio.



305019 2.5 m Fascia in astuccio /gialla
305020 2.5 m Fascia in astuccio/ rossa
305021 2.5 m Fascia in astuccio/verde
305022 2.5 m Fascia in astuccio/ blu
305328 2.5 m Fascia in astuccio /nero



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Dispenser - 15 confezioni singole di fasce da 1,5 mt ciascuna in un unico Colore Thera-Band.



- 305400 Thera-Band Giallo / Leggero 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305401 Thera-Band Rosso / Medio 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305402 Thera-Band Verde / Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305403 Thera-Band Blue / Extra Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305404 Thera-Band Nero / Special Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm

**Confezione Multi-Fasce - comprende fasce da 1,5 mt in due differenti livelli di difficoltà:
Principianti 3 fasce Thera-Band nei colori giallo, rosso e verde;
Avanzato 2 fasce Thera-Band nei colori blu e nero.**



- 305114 Multi-Fasce Principianti (Thera-Band Giallo, Rosso e Verde)
- 305115 Multi-Fasce Avanzato (Thera-Band Blu e Nero)



Fascia elastica pre-tagliata - in confezione singola e nei diversi colori Thera-Band fascia elastica disponibile in due lunghezze, da mt 1,5 x 13 cm e da 2,5 x 13 cm. In ogni confezione una pratica guida ricca di esercizi e suggerimenti.



- 305140 Thera-Band Giallo / Leggero fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305141 Thera-Band Rosso / Medio fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305142 Thera-Band Verde / Forte fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305143 Thera-Band Blue / Extra Forte fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm

- 305145 Thera-Band Rosso / Medio fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm
- 305146 Thera-Band Verde / Forte fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm
- 305147 Thera-Band Blue / Extra Forte fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

