

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei  
carantani, 1  
21100  
Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02  
93585618

**Calze per la prevenzione “LEI” a punta chiusa  
Valore compressione: 12mmHg – 70 DEN  
Versioni: Gambaletto – Calza alla coscia autoreggente  
Collant normale e Collant Maman**

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 171470/R esclusa la versione Collant Maman: Nr. 171476/R**

**CODICE ISO:**

- **Gambaletto: 04.06.06.024**
- **Calza alla coscia: 04.06.06.027**
- **Monocollant e collant: 04.06.03.030**

**MODELLI, TAGLIE, COLORI DISPONIBILI:**

MODELLO	TAGLIE	COLORI
Gambaletto	Dalla II alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero,
Calza alla coscia autoreggente	Dalla I alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero
Collant Classic	Dalla I alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimi, nero, moka
Collant Comfort	Dalla I alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero
Collant Microfibra	Dalla I alla V	Nero, moka
Collant Calibrato	Dalla II alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, nero
Collant Maman	Dalla II alla V	021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei  
carantani, 1  
21100  
Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02  
93585618

### **DESCRIZIONE:**

Calza per la prevenzione a maglia a rete doppio ricoperto, elegante e velata.  
L'azione compressiva della calza previene la stanchezza, il gonfiore e l'edema da pesantezza di modesta entità alle gambe, sostenendo la circolazione del sangue.

Elastico in vita anti-costrizione nelle versioni Collant Classico, Collant Comfort, Collant in microfibra e Collant Maman.

Inserito posteriore rinforzato nella versione Collant Calibrato

Ampio e confortevole inserto anteriore nella versione Collant Maman per accogliere il ventre della donna in stato di gravidanza. Questo collant per gestanti può essere indossato fino al 9<sup>a</sup> mese di gravidanza.

Versioni di calze Lei per la prevenzione, compressione graduata: 12mmHg – 70 DEN.

Punta chiusa, tallone rinforzato bordo superiore rilassato per non creare l'effetto laccio.

### **DATI TECNICI:**

Realizzata a maglia liscia alternata a 200 aghi con elementi costruttivi con filati testurizzato in poliammide 33/6x2, poliammidico 33/3 parallelo e Lycra 78 doppio 13/4. Mutanda con tassello posteriore extra large e lancia fino alla vita, cuciture mutanda a 4 aghi. Elastico immagliato di macchina.

### **Indicazioni:**

- Disturbi del sistema venoso superficiale
- Disordini funzionali (gambe stanche, doloranti, pesanti)
- Vene varicose superficiali senza edema
- Uso preventivo (lunghi viaggi, flebiti, edema)

### **Controindicazioni:**

- Infezioni cutanee in atto
- Sconsigliata durante il riposo notturno
- Soggetti con gravi disturbi alla circolazione arteriosa
- Trombosi recenti e profonde
- Occlusione delle arterie periferiche
- In presenza di dermatosi con secrezione
- Allergia da contatto ai filati sintetici
- Nei casi in cui il medico sconsiglia l'uso di calze a compressione graduata

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei  
carantani, 1  
21100  
Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02  
93585618

#### **MATERIALI DI FABBRICAZIONE:**

82% poliammide – 18% elastomero

100% Lycra per rifiniture ed elastico in vita.

Per quanto nelle calze e collant a compressione graduata della linea Lei non vi è la presenza nei coloranti di parafenilendiammina (PFD o PPD), non si può escludere reazioni allergiche cutanee dovute alla composizione dei filati di fabbricazione.

#### **DATI TECNICI COMPRESSIONE:**

**COMPRESSIONE NOMINALE MEDIA (Avg. Compression) riferimento B.S. 6612:85**

**CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA LINEA LEI 12mmHg.**

Valore mmHg	Caviglia 12,5mmHg	Polpaccio 9,9mmHg	Coscia 8,4mmHg
Tolleranza +/- 15%	16,7hPa	13,2hPa	11,2hPa

**Il valore espresso in mmHg (millimetri di mercurio)** si riferisce alla compressione esercitata dalla calza alla caviglia per poi decrescere progressivamente fino all'inguine.

**Unità di confezionamento:** Paio 1

#### **CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

